

Calzador de calcetines moldeado Norco® con un tirador

Fines previstos

Producto no estéril que se emplea para ayudar a calzar calcetines o medias con uno o dos cordones.

Indicaciones: Personas que sientan mareo, vértigo o dificultad al agacharse.

Contraindicaciones: Personas con fuerza limitada en las manos. Personas con alergia al polipropileno.

Instrucciones de uso



1) Coloque todo el calcetín sobre el extremo del calzador de calcetín.



2) Sujete la correa y deje el calzador de calcetín en el suelo.



3) Deslice el pie dentro de la abertura del calzador de calcetín.



4) Tire hacia arriba de la correa para subir el calcetín por encima del talón y hacia arriba de la pierna.

Advertencia: Manténgase fuera del alcance de los niños. Las bolsas de plástico y las piezas pequeñas pueden suponer un riesgo de asfixia.

Instrucciones para el cuidado

Lavar a mano con agua fría y jabón suave. Dejar secar al aire.

Enfile-bas moulé Norco® à une poignée

Usages prévus

Dispositif non stérile qui permet d'enfiler des chaussettes ou des collants à l'aide d'une ou de deux cordes.

Indications : personnes présentant des étourdissements, des vertiges ou des difficultés à se pencher.

Contre-indications : force manuelle limitée. Allergie au polypropylène.

Mode d'emploi



1) Placez la chaussette à l'extrémité de l'enfile-bas.



2) Posez l'enfile-bas au sol tout en maintenant la sangle.



3) Glissez le pied dans l'ouverture de l'enfile-bas.



4) Tirez la sangle vers le haut pour ramener la chaussette sur le talon et la remonter sur la jambe.

Avertissement : tenir hors de portée des enfants. Le sac en plastique et les petites pièces peuvent présenter un risque d'étouffement.

Instructions d'entretien

Laver à la main à l'eau froide et au savon doux. Laisser sécher à l'air.



North Coast Medical, Inc.
www.ncmedical.com



North Coast Medical, Inc.
135 E Main Ave, Suite 110
Morgan Hill, CA 95037 - U.S.A.



ICON (LR) Limited
South County Business Park
Leopardstown, Dublin 18
D18 X5R3, Ireland



ICON (LR) Limited
500 South Oak Way
Green Park, Reading
RG2 6AD, United Kingdom



Allenspach Medical AG
Dornacherstrasse 5
4710 Balsthal, Switzerland



60°F (15.5°C) 85°F (29.4°C)

REF NC26600

Made in China • Fabricado en China • Fabriqué en Chine • Hergestellt in China • Tillverkas i Kina

Norco® Geformte Sockenanziehhilfe, einhändig

Verwendungszwecke

Unsteriles Hilfsmittel mit Einzel- oder Doppelkordel zum Anziehen von Socken oder Strümpfen.

Indikationen: Personen mit Problemen beim Hinunterbeugen, Gleichgewichtsstörungen oder Schwindel.

Kontraindikationen: Krafteinschränkung der Hand. Allergie gegen Polypropylen.

Gebrauchsanweisung



1) Die gesamte Socke bzw. den gesamten Strümpf über das Ende der Sockenanziehhilfe stülpen.



2) Die Kordel festhalten und die Sockenanziehhilfe auf den Boden fallen lassen.



3) Den Fuß in die Öffnung der Sockenanziehhilfe gleiten lassen.



4) Die Kordel nach oben ziehen, um die Socke bzw. den Strümpf über die Ferse zu bringen und dann am Bein hochzuziehen.

Warnhinweis: Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Der Plastikbeutel und die Kleinteile können eine Erstickengefahr darstellen.

Pflegeanleitung

Mit milder Seife kalt von Hand waschen. An der Luft trocknen lassen.

Norco® formad strumpptådragare, för en hand

Avsedd användning

Osterilt hjälpmedel som används för att dra på sockor eller strumpor med hjälp av en enstaka eller dubbel rem.

Indikationer: För personer som blir yra eller har svårt att böja sig.

Kontraindikationer: Begränsad handstyrka. Allergi mot polypropylen.

Bruksanvisning



1) Samla ihop hela strumpan över strumpptådragarens ände.



2) Håll i remmen och släpp ner strumpptådragaren på golvet.



3) För in foten i öppningen på strumpptådragaren.



4) Dra uppåt i remmen för att dra strumpan över hälen och upp på underbenet.

Varning! Ska förvaras oåtkomligt för barn. Plastpåsen och smådelar kan utgöra kvävningsrisk.

Skötselanvisningar

Handtvättas i svalt vatten med mild tvål. Lufttorkas.



North Coast Medical, Inc.
www.ncmedical.com



North Coast Medical, Inc.
135 E Main Ave, Suite 110
Morgan Hill, CA 95037-U.S.A.



EC REP ICON (LR) Limited
South County Business Park
Leopardstown, Dublin 18
D18 X5R3, Ireland



UK REP ICON (LR) Limited
500 South Oak Way
Green Park, Reading
RG2 6AD, United Kingdom



CH REP Allenspach Medical AG
Dornacherstrasse 5
4710 Balsthal, Switzerland



60°F (15.5°C) 85°F (29.4°C)

REF NC26600

Made in China • Fabricado en China • Fabriqué en Chine • Hergestellt in China • Tillverkas i Kina

26600IFU-149-1-V2.0 2024